



DEC CLEAN®

Steriles Reinigungsmittel zur Entfernung von Rückständen diverser Desinfektionsmittel

PMT
www.pmt.eu

DEC CLEAN® ist ein steriles Reinigungsmittel zur effizienten Beseitigung unerwünschter Rückstände aggressiver Desinfektionsmittel. Die Oberfläche wird wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Dies stellt sicher, dass bei zukünftigen Desinfektionsvorgängen auch tatsächlich die zu behandelnde Fläche erreicht und nicht etwa durch Rückstände vorhergehender Desinfektion blockiert wird.

Anwendung

DEC CLEAN® ist ein Reinigungsmittel zur Entfernung von Feststoffen und filmartigen Rückständen. Es wird zur Beseitigung von Desinfektionsmittelrückständen auf Wänden, Böden, Decken und Edelstahlkomponenten eingesetzt. Es wurde als steriles Produkt für den Einsatz in Sterilbereichen konzipiert.

Verpackungseinheiten

DEC CLEAN® ist erhältlich als Konzentrat zur Einmaldosierung (118 ml, 4 oz) und in einem 3,78 Liter Kontainer (1 Gallone) zur Mehrfachdosierung. Die Verpackung der Einmaldosierung garantiert jederzeit die Verwendung eines tatsächlich sterilen Produktes. Die aufwendige Validierung der Sterilitäts-erhaltung bei Mehrfachöffnung eines Behälters entfällt.

Validierung

DEC CLEAN® wird mit umfassender Dokumentation geliefert.

Neben Validierungsberichten gehört dazu:

- Sicherheitsdatenblatt
- Analysezertifikat
- Zertifikat Sterilisierung
- Zertifikat Bestrahlung



- Steriles Produkt
- Minimierung von Endotoxinen
- Doppelt verpackt zum Einsatz in A / B Zonen
- Sterilisiert mittels Gammabestrahlung
- Filtrierung bei 0,2 Mikrometer
- 60%, 70% und 91% Lösungen erhältlich
- Vollständige Produktdokumentation inklusive Validierungsberichte

Germany - GB Together we create Solutions France - Benelux



DEC CLEAN®

Steriles Reinigungsmittel zur Entfernung von Rückständen diverser Desinfektionsmittel



Varianten

Produktnummer	Beschreibung	Gebindegröße
DC-01	DEC CLEAN® Gallone Kanister (3,78 Liter) unsteril	4 Stück
DC-02	DEC CLEAN® Gallone Kanister (3,78 Liter) steril	4 Stück
DC-03-4Z	DEC CLEAN® 4 oz Flasche (118 ml) steril	24 Stück

DEC^x - Das Dekontaminationsprogramm

Tag(e)	Basis: Phenole	Basis: Quaternäres Ammonium	Basis: Wasserstoffperoxid
1 - 13	DEC PHENE®	DEC QUAT®	STERI PEROX®
14	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200
15 - 29	DEC PHASE® oder DEC CYCLE®	DEC QUAT®	STERI PEROX® oder DEC QUAT®
30	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200
1	Neustart von Tag 1	Neustart von Tag 1	Neustart von Tag 1

Nach der Desinfektion sollten alle kritischen Oberflächen mit heißem WFI (water for injection) gespült oder ein nasses Abwischen mit IPA (Isopropylalkohol) durchgeführt werden.