

DEC AHOL WFI®

USP Isopropyl Alkohol auf Basis von USB WFI

PMT
www.pmt-ag.com

DEC AHOL WFI® wurde aufbauend auf konventionellen sterilen Isopropyllösungen - zur Minimierung von möglichen Endotoxinen weiterentwickelt. Daher ist die Basis für dieses sterile Produkt neben Isopropylalkohol hochreines Water for Injection (WFI) nach USP. Neben der Herstellung in geschlossenen Produktionskreisläufen ist auch die Verwendung von sterilen Dosiersystemen kennzeichnend für dieses Produkt.

Anwendung

DEC AHOL WFI® ist zur Dekontamination in Sterilbereichen - auch in A / B Zonen - konzipiert.

Verpackungseinheiten

DEC AHOL WFI® ist in 4 Konzentrationen und unterschiedlichen Behältern bzw. Dosierformen erhältlich. Der neue DECWFI-SP-70-B Kontainer bietet erstmals die Möglichkeit bei umgedrehter Flasche einen Alkoholnebel emittieren zu können. Reinigungen in niedrigen Kammern (z.B. im Isolator) profitieren von dieser Eigenschaft. Details dazu auf der Rückseite des Datenblattes.

Validierung

DEC AHOL WFI® wird mit umfassender Dokumentation geliefert.


Neben Validierungsberichten gehört dazu:

- Sicherheitsdatenblatt
- Analysezertifikat
- Zertifikat Sterilisierung
- Zertifikat Bestrahlung



- Steriles Produkt
- Minimierung von Endotoxinen
- Doppelt verpackt zum Einsatz in A-Zonen
- Sterilisiert mittels Gammabestrahlung
- Filtrierung bei 0,2 Mikrometer
- Vollständige Produktdokumentation inklusive Validierungsberichte

Germany - GB Together we create Solutions France - Benelux



DEC AHOL WFI®

USP Isopropyl Alkohol auf Basis von USB WFI

PMT
www.pmt-ag.com

Varianten

Produktnummer	Beschreibung	Gebindegröße
DECWFI-SP-70	DEC AHOL WFI® 70% Spray, Aersolnebel, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-ST-70	DEC AHOL WFI® 70% Spray, Aersolnebel, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-SP-70-B	DEC AHOL WFI® 70% Spray, Aersolnebel, invertierte Handhabung, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-NSP-70	DEC AHOL WFI® 70% Spray, nicht aerosolförmiger Nebel, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-SP-91	DEC AHOL WFI® 91% Spray, Aerosolnebel, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-ST-91	DEC AHOL WFI® 91% Spray, Aerosolnebel, steril, 325 ml	24 Stück
DECWFI-B-70	DEC AHOL WFI® 70% - 3,79 Liter Tank, steril	4 Stück
DECWFI-B-60	DEC AHOL WFI® 60% - 3,79 Liter Tank, steril	4 Stück
DECWFI-B-91	DEC AHOL WFI® 91% - 3,79 Liter Tank, steril	4 Stück
DECWFI-B-5G-70	DEC AHOL WFI® 70% - 18,95 Liter Tank, steril	1 Stück
DECWFI-TR-03	DEC AHOL WFI® 70% Flasche für Pumpspray ohne Sprüheinheit, nicht steril, 473 ml	12 Stück
DECWFI-TR-04	DEC AHOL WFI® 70% Flasche für Pumpspray fest angebrachte Sprüheinheit, steril, 473 ml	12 Stück
DECWFI-TR-05	DEC AHOL WFI® 70% Flasche für Pumpspray fest angebrachte Sprüheinheit, steril, 947 ml	12 Stück
DECWFI-SQ-16Z	DEC AHOL WFI® 70% Druckflasche, steril, individuelle Doppelverpackung, 473 ml	12 Stück
DECWFI-SQ-03	DEC AHOL WFI® 70% Druckflasche, steril, individuelle Doppelverpackung des Gebindes, 473 ml	12 Stück

DEC AHOL WFI® ist auch für das berührungslose Dosiersystem ASEPTI CLEANSE lieferbar.